



Aseptopol EL 75

Everywhere It Matters.


DETERGENT DEZINFECTANT PENTRU SPALAREA MANUALA A VESELEI SI A SUPRAFETELOR DURE

Aseptopol EL 75 este un detergent dezinfectant cu eficienta ridicata si un spectru larg de aplicabilitate pentru siguranta alimentara. Produsul poate fi folosit pentru curatarea in profunzime si pentru curatarea prin metoda pulverizarii.

Domeniu de utilizare: Pentru spalarea manuala a veselei si a tuturor suprafetelor rezistente la apa din zone de procesare alimente.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU SPALAREA MANUALA



1. Consultati planul de igiena si eticheta produsului pentru informatii de utilizare detaliate. Purtati echipament de protectie potrivit cand manipulati produsul.

2. Umpleti chiuveta cu apa calduta si diluati produsul, 100 ml / 10 L apa pentru o solutie de 1%.

Concentratie, temperatura, timp de contact pentru efect bactericid si levuricid: - 1%, 20°C, 15 minute.

3. Asezati obiectele de spalat in chiuveta. Lasati-le la inmuiat, permiteti murdariei sa se desprinda si frecati in functie de necesitate.

4. Scoateti obiectele din solutia de spalat si clatiti cu apa curata.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU CURATAREA SUPRAFETELOR



1. Consultati planul de igiena si eticheta produsului pentru informatii de utilizare detaliate. Purtati echipament de protectie potrivit cand manipulati produsul.

2. Umpleti recipientul pulverizatorului cu apa si diluati 30 – 100 mL produs / L apa pentru o solutie de 3 – 10%.

Concentratie , temperatura, timp de contact pentru efect bactericid si levuricid:

- 10%, 20°C, 15 minute;

- 3%, 40°C, 15 minute;

3. Pulverizati solutia de Aseptopol EL 75 din abundenta pe intreaga suprafata.

4. Stergeti suprafata cu o laveta uda si apoi clatiti cu apa curata.

NOTE SPECIALE / INFORMATII

- Doar pentru utilizatori profesionali.
- Lichid verde.
- pH: 10,5 – 11,5 (100%).
- Densitate: 1,01 (20°C).
- Surfactantii continuti sunt biodegradabili conform Regulamentului privind detergentii, 648/2004/CE.

INFORMATII LEGATE DE SIGURANTA

Nu amestecati cu alte produse. Produsul este clasificat ca fiind iritant si periculos pentru mediu, conform Directivei 1999/45/CE. Pentru mai multe informatii consultati eticheta produsului si fisa cu date de securitate.

PROPRIETATI MICROBIOLOGICE

Aseptopol EL 75 este testat conform:

- EN 1276: bactericid 1%, la 20°C, 5 min.
- EN 13697: bactericid 3%, la 20°C, 5 min.
- levuricid 3%, la 40°C, 15 min.
- levuricid 10%, la 20°C, 15 min.
- EN 1650: levuricid 1%, 20°C, 15 min.

DEPOZITARE

Depozitati doar in recipientul original inchis, la temperaturi cuprinse intre 0°C si 40°C.

AMBALARE

Cutie cu fluoane 12X 1L ,
Cutie cu canistre 2 x 5 L