

Innocid Lichid HD-i 42

Dezinfectant lichid pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor și tegumentelor

- ✓ **ACTIV ÎN 30 DE SECADE**
- ✓ **REALIZEAZĂ DEZINFECȚIA CHIRURGICALĂ, CONFORM EN12791**
- ✓ **EFACT BACTERICID, LEVURICID, MYCOBACTERICID, TUBERCULOCID, VIRUCID**
- ✓ **NU ESTE COROZIV**

DATE CHIMICE ALE INNOCID HD-i 42



Conține: etanol, 2-propanol
Aspect: lichid albastru deschis
Miros: fresh

CÂND SĂ FOLOSIȚI INNOCID HD-i 42 ?

Folosiți Innocid HD-i 42 pentru procedurile de rutină de dezinfectare a mâinilor sau înainte de o procedură chirurgicală, pentru dezinfectarea pielii înainte de efectuarea unor injecții sau puncții, precum și pentru comprese răcoritoare. Nu produce iritații la utilizări repetate.

MOD DE UTILIZARE

Dezinfectant igienic pentru mâini

Pentru dezinfectie igienică, aplicați 3 ml. de produs și frecați mâinile timp de 30 de secunde.

Dezinfectant chirurgical pentru mâini

Pentru dezinfectie chirurgicală, aplicați 3 ml. de produs și frecați mâinile timp de 45 de secunde. Repetați procesul.

Dezinfectarea pielii înainte de injecții simple sau înainte de puncții venoase periferice

Frecați cu Innocid HD-i 42 zona care urmează să intre în contact, timp de cel puțin 30 de secunde.

Pentru comprese răcoritoare

Folosiți Innocid HD-i 42 cu apă, în cantități egale.

DATE MICROBIOLOGICE ALE INNOCID HD-i 42

Innocid HD-i 42 are efect bactericid, levuricid, mycobactericid, tuberculocid și virucid.

Bacterii (incl. MRSA*)	30 de secunde
Levuri	30 de secunde
Mycobacterii	1 minut
Virusuri	30 de secunde

**Toate produsele dezinfectante Innocid acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează de MRSA (stafilococ auriu rezistent la meticilină).*

INNOCID HD-i 42 ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME

Produs unic
1 L cu pompă dozatoare
(potrivit și pentru dispensere*)
75 ml, 5 L

* Dispensere disponibile la cerere.



AVIZ BIOCID
nr. 4274BIO/01/12.24
avizat pentru utilizare în
unități sanitare

PRODUS ÎN GERMANIA